



Receta de Pollo



Comida para Gato 5002 *utilice la matriz de extrusión de 10

Ingrediente	Grupo	Proporción%	Peso	Volumen
Pechuga de Pollo	Proteína	61%	40 oz.	5 tazas
Hígado de Pollo	Proteína	9%	6 oz.	0.75 tazas
Papa	Vegetal	18%	12 oz.	1.5 tazas
Ejotes	Vegetal	6%	4 oz.	0.5 tazas
Agua	Líquido	6%	4 oz.	0.5 tazas
		100%	66 oz.	

Operación de Aves

Pollo: 40 minutos

1. Corte los ingredientes en trozos de 1/2 pulgada.
2. Mida los ingredientes según las cantidades indicadas en la receta usando las tazas medidoras proporcionadas.
3. Ensamble la unidad para su uso.
4. Coloque los ingredientes en el siguiente orden.
 - Proteínas
 - Verduras
 - Agua
5. Cierre la tapa.
6. Enchufe la unidad en una toma de corriente de 120v con conexión a tierra.
7. Presione el botón de Encendido.
8. Seleccione el botón Tipo de Comida en el menú. Presione para resaltar Pollo.
9. Presione el botón de Inicio.
10. La unidad se calentará a la temperatura y luego comenzará el temporizador de cocción.
11. Después de que termine el ciclo de cocción, la unidad emitirá un pitido.
12. Coloque un bol redondo de 4" de altura / 2-3 cuartos debajo de la salida.
13. Presione el botón Mezclar/Dispensar. La unidad mezclará. Cuando termine, la rotación de la paleta se invertirá y comenzará el proceso de dispensado.
14. Gire el recipiente para evitar derrames.
15. Después de completar el proceso de dispensado, abra la tapa y revise si queda mezcla. Raspe si es necesario.
16. Después de que la unidad se enfríe, desmonte las piezas y lávelas.

